

hygie[®]

BIEN GÉRER LES EXCRETA

C'est si facile avec Hygie!



SUPPORTS ENVELOPPES HYGIENIQUES INCLUS*

CONFORMITÉ 100%

Support bassin Hy21[®] breveté

Tampon Hygie[®] super-absorbant

POUR FEMMES ET HOMMES

700 ml
30 sec.

Hygienic Cover[®]
Enveloppe hygiénique[®]
Bedpan/Commode Liner
Sac bassin de lit / chaise d'aisance
Easy to use. Super-absorbent. Splash-free.
Facile à utiliser. Super-absorbant. Anti-éclaboussures.

20 Hygienic Covers[®]
Enveloppes hygiéniques[®]
24,5" x 18" - 62 x 46 cm

700 ml
30 sec.

Enveloppes hygiéniques[®] avec tampon super-absorbant

Support vomitoire Hy21[®] breveté avec Enveloppe hygiénique[®]

Support urinal Hy21[®] breveté avec Enveloppe hygiénique[®]

Sac à vomi GO VOM[®] avec tampon super-absorbant

Chaise garde-robe Alu-Classic[®]

Une baisse de 50% de l'incidence des infections nosocomiales associées aux liquides biologiques**

*Les supports bassin Hy21[®] sont inclus avec achat d'Enveloppes hygiéniques[®]

**Source : HYGIÈNES - Septembre 2016 - Catherine Roy, Direction des soins infirmiers, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (Canada)

Procurez-vous votre catalogue de produits et vos échantillons gratuits!

info@hygie.com | www.hygie.com

STAND D'HYGIE CANADA N° 30





ArjoHuntleigh *Clostridium difficile*: -5,7 log, qui dit mieux?*

Contracté le plus souvent par les personnes âgées ayant séjourné dans des établissements de soins, le *Clostridium difficile* peut causer des troubles intestinaux, parfois graves. Le *C. difficile*, à l'état sporulé, est très résistant et difficile à éliminer. Mais il est

possible de l'éliminer en combinant une action détergente associée à une désinfection thermique. On parle alors de couple détergent/lave-bassins. ArjoHuntleigh a mis au point des solutions validées par des organismes externes reprenant cette approche et, notamment, l'**appareil de lavage-désinfection entièrement automatique Typhoon**, certifié contre l'élimination du *C. difficile**.

* Validation of *Clostridium difficile* spore elimination in flusher disinfectant model SP6000/Typhoon - Lund University (Sweden).

➔ www.arjohuntleigh.fr – SF2H 2017 - Stand 10



Hand In Scan - le Semmelweis System[®] Une solution continue et objective pour assurer la qualité de l'hygiène des mains

Depuis que Ignaz Semmelweis a démontré l'importance de l'hygiène des mains il y a 160 ans, les équipes d'hygiène hospitalière se battent jour après jour pour une meilleure implémentation et adoption des mesures préventives dans leurs organisations. Le Semmelweis System apporte une **solution complète pour réduire les IAS** liées à l'hygiène des mains. Le système permet d'améliorer la technique de friction des mains du personnel hospitalier, et améliore son engagement à suivre les règles d'hygiène. Le système comprend un scanner qui vérifie objectivement la qualité de la friction et met en évidence les zones non suffisamment frictionnées. Les données recueillies sont automatiquement analysées par le module de reporting qui permet au management et aux équipes d'hygiène hospitalière de mieux gérer les épidémies et de développer des actions préventives de façon efficace. La solution est modulaire et peut être mise en œuvre à un coût raisonnable.

www.handinscan.com

➔ www.handinscan.com – SF2H 2017 - Stand S3



Hygie Canada Support urinal Hy21[®]

La technologie d'Hygie Canada Hy21[®] permet de gérer et de contenir les liquides biologiques sur le lieu des soins et contribue à réduire la propagation des pathogènes et des bactéries à haute résistance. Le **Support urinal Hy21[®]** est utilisé avec les Enveloppes Hygiéniques[®] et garantit 100 % de conformité. Le tampon super-absorbant que contient chaque Enveloppe gélifie 600 ml de liquides en 30 secondes. Le design ergonomique aide à promouvoir l'autonomie des patients. Bien que facile à manipuler pour les hommes, le Support est conçu pour l'anatomie féminine avec une large ouverture éliminant les déversements et les fuites. La poignée facilite la manipulation et peut servir à accrocher le support au lit, étant ainsi toujours près du patient. Le Support urinal Hy21[®] permet de réduire le temps et l'argent investi à manipuler les liquides biologiques et à désinfecter le matériel souillé. Il est fait d'un plastique durable et recyclable.

➔ <http://professionnels.hygie.com/fr> – SF2H 2017 - Stand 30

Christeyns Nouvelle gamme de pré-désinfectants DM Christeyns

Christeyns lance 3 nouveaux produits concentrés, « PHMB free », sans EDTA, pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux :

- Phago'zyme Liquid et Phago'Clean neutral sont des **détergents désinfectants** pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux. Ils sont actifs en 5 min à 0,4 % et sans PHMB.
- Phago'Clean Endo est spécialement conçu pour répondre aux exigences de l'instruction 2016/220. C'est un détergent liquide à usage manuel ou avec ultrasons, pour le traitement des endoscopes et du matériel de laboratoire.

Lancement du Phago'net floors : une solution d'hygiène écologique pour le nettoyage des sols et des surfaces

Christeyns est engagé dans une démarche environnementale globale, désireux de vous apporter des solutions écologiques pour vos besoins en hygiène et désinfection. Christeyns lance le Phago'net floors, un nouveau **détergent concentré certifié Ecolabel** européen, pour le nettoyage des sols et surfaces. Produit non moussant, utilisable en auto-laveuse, agréé contact alimentaire, utilisable sur les sols protégés et les surfaces fragiles, disponible en dose 20 mL, flacon 1 L doseur et bidon 5 L. Retrouvez les autres produits de notre gamme écologique : Phago'sanit - Phago'soft - Phago'spray DASR.

➔ www.christeyns.com/fr – SF2H 2017 – Stand 58

